


travaux pratique en synthèse organique

Octobre 2023
Master 1 Chimie organique



Dr. ZERROUKI Sara
maître assistante classe B
faculté des sciences
département de chimie
Université Mohamed BOUDIAF M'sila
sara.zerrouki@univ-M'sila.dz

Table des matières



Objectifs	3
I - TP 2: Synthèse d'une coumarine (réaction de Pechmann)	4
1. objectif	4
2. Partie théorique	4
3. protocole expérimentale	5

Objectifs




L'objectif de la synthèse organique est :

- connaissance des concepts théoriques appris en classe dans un contexte concret.
Pour une meilleure compréhension des principes fondamentaux
- comprendre les mécanismes de réaction et de manipuler les conditions expérimentales pour obtenir le produit souhaité de manière efficace et pure.
- Application des compétences en planification expérimentale.
- analyse et interprétation des résultats obtenus après la synthèse des produits.


Ce cours commence par une introduction générale suivie de deux chapitres répartis comme suit: le premier chapitre présente la synthèse de l'acide benzoïque, et le deuxième chapitre concernant les étapes de synthèse d'une coumarine (7-hydroxy-4-méthyl coumarine).

I


la synthèse se fait selon la méthode ci dessous



étape1



étape2



3. protocole expérimentale

Méthode : préparation

- Prélever 10 mL d'acide sulfurique concentré dans un ballon tricol de 250 mL muni d'un thermomètre, d'un agitateur mécanique et d'une ampoule à brome. Plonger le ballon dans un bain de glace.
- Lorsque la température descend en dessous de 10 °C, ajouter une solution de 1 g (9,1 mmol) de résorcino dans 1,34 g (1,30 mL, 10,3 mmol) d'acétoacétate d'éthyle redistillé goutte à goutte et sous agitation.
- Maintenir la température en dessous de 10 °C au moyen d'un bain glace-sel pendant l'addition.
- Maintenir le mélange à température ambiante pendant qlqs heures puis le verser dans un mélange de 20 g de glace pilée sous forte agitation et 30 mL d'eau.
- Recueillir le précipité par filtration sous vide et le laver avec trois portions de 10 mL d'eau froide.
- Dissoudre le solide dans 15 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium à 5 %, filtrer et ajouter de l'acide sulfurique dilué 2 M (environ 5,5 mL) sous agitation vigoureuse jusqu'à ce que la solution soit acide.
- Filtrer la 4-méthyl-7-hydroxycoumarine brute à la pompe, laver avec quatre portions de 10 mL d'eau froide et sécher à 100 °C. Recristalliser dans de l'éthanol à 95 %.

Cf. "synthèse de 7-hydroxy-4-méthylcoumarin"